



## ASEPSIS

Désinfectant Décontaminant du linge  
Tous textiles



### UTILISATION

Doté d'un pouvoir bactéricide puissant, **ASEPSIS** peut être utilisé comme décontaminant avant lavage, ou comme désinfectant au rinçage. L'activité a été testée selon la norme **EN 1276** sur les souches suivantes: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*.



Sa formule très concentrée lui confère un excellent résultat à des coûts réduits. Compatible avec des neutralisants acides et des assouplissants. Dosable manuel ou en système automatique avec tous types de pompes.

### DOSAGE

Bactéricide selon la norme **EN 1276**, 5 min, 20°C, conditions de propreté, à la concentration de 0,35 g/l.

Fongicide selon la norme **EN 1650**, 15 min, 20°C, conditions de saleté, à la concentration de 0,25 g/l sur *Candida Albicans*.

Décontaminant du linge conforme **EN 1276**: présente une activité bactéricide en 5 min. à 20°C dans les conditions de saleté, 0,7 g/l.


Virucide selon la norme **EN 14476** (*Influenza Virus H5N2*), 3 min, 20°C, à la concentration de 0,14% et 5 min, 20°C, à la concentration de 0,07%.

Réf : 340050

4 x 4,5 kg (5 L)  
18 kg (20 L)

### CARACTERISTIQUES

Liquide transparent bleu  
pH environ 5 à l'état pur  
Densité relative 0,900 (20°C)



### LEGISLATION

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N°648/2004).



### PRECAUTION D'EMPLOI

Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit, accessibles sur Internet : [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com) ou [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).



Utilisez **ASEPSIS** avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.