



Coronavirus couvert
par la norme EN14476



Réf. 771053B

**Avantages
produit**

ADOC Sanitaires Détartrant désinfectant sanitaire parfumé

Détergent désinfectant puissant pour les remises en état
des sanitaires :
cuvettes de WC, lavabos, baignoires, carrelages surfaces et
robinetteries inox ou chrome.
Agréablement parfumé.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide selon EN 1276 et EN 13697

Levuricide selon EN 1650 et EN 13697.

Virucide selon EN14476.

(voir le tableau page suivante pour plus de détails sur les normes)

MODE D'EMPLOI

Remise en état : pur ou dilué à 30 %

appliquer le produit, laisser agir 5 minutes, brosser
éventuellement puis rincer à l'eau claire.

Entretien journalier : diluer de 0.5 à 2% pour les sols,
de 5 à 10 % pour les surfaces et robinetteries.

Désinfection : Diluer le produit de 0,25% à 2%,
étendre la solution sur la surface à nettoyer. Laisser
agir de 5 à 15 min selon l'action désinfectante
souhaitée (se référer aux normes ci-après).

Essuyer avec une éponge humide ou une chiffonnette.

CARACTERISTIQUES

Densité : 1,04-1,06

pH : >2

Aspect : liquide limpide rouge

Sécurité selon FDS

Fiche «Ingrédients» disponible sur demande au 0 800 300 560
pour le personnel médical.

CONDITIONNEMENT

Réf. 771053A Carton de 4 poches de 1,7 l.



Formule
élaborée



sans EDTA
sans azurants
sans chlore actif
sans phosphonates

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser avec les produits oxydants (eau de
Javel) ou alcalins.

Ne pas mettre en contact avec des métaux cuivreux.

Ne pas utiliser sur des revêtements sensibles à l'eau et
aux acides (marbres, pierre marbrières, bois liège,).

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La classification corrosive est fondée sur une valeur
extrême de pH. Corrosion cutanée, Catégorie 1.

Lésions oculaires graves, Catégorie 1.

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1.

Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3.

Produit biocide TP 2

Substances actives biocides : Chlorure de didécyl
diméthyl ammonium, CAS : 7173-51-5, 27.00 g/Kg.

Date limite d'utilisation optimale : 24 mois à compter de la
date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux
sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation
respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis
dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la dis-
position des autorités compétentes des états membres et leur
seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du
producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connais-
sances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos pro-
duits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec
objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Formule déposée au Centre Anti-poison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



0 800 300 560

Service & appel
gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO - 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde

ADOC Sanitaires

Propriétés microbiologiques

BACTÉRICIDE

NORME EN 1276

en conditions de saleté

Bactéricide

SOUCHES

Escherichia coli

Enterococcus hirae

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Température : 20°C

Temps de contact : 5 min

DILUTION 0,5%

NORME EN 13697

en conditions de saleté

Bactéricide

SOUCHES

Escherichia coli

Enterococcus hirae

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Température : 20°C

Temps de contact : 5 min

DILUTION 2%

LEVURICIDE

NORME EN 1650

en conditions de saleté

Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

Température : 20°C

Temps de contact : 15 min

DILUTION 0,5%

NORME EN 13697

en conditions de saleté

Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

Température : 20°C

Temps de contact : 15 min

DILUTION 2 %

VIRUCIDE

NORME EN 14476

en conditions de saleté

Virucide Virus enveloppés

SOUCHES

Virus de la vaccine

Autres souches couvertes par la norme, voir liste ci-dessous

Température : 20°C

Temps de contact : 5 min

DILUTION 0,5%

NORME EN 14476

en conditions de saleté

Virucide

SOUCHES

Coronavirus humain HCov 229 E

Température : 20°C

Temps de contact : 5 min

DILUTION 0,25%

VIRUS ENVELOPPÉS

Coronavirus, Virus de la Vaccine

Filoviridae, Flavivirus

Herpesviridae, Virus de l'hépatite B (VHB)

Virus de l'Hépatite C (VHC)

Virus de l'hépatite Delta (VHD)

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)

Paramyxoviridae, Virus de la rubéole

Virus de la rougeole, Virus de la rage

Poxviridae